

Держатели монополярных электродов для разных электрокоагуляторов

Держатель монополярных электродов предназначен для соединения электрохирургического инструмента, установленного в посадочное гнездо, с высокочастотным генератором. На рынке представлено три основных стандарта крепления электрода :

- с диаметром 1,6 мм ;
- с диаметром 2,4 мм ;
- с диаметром 4 мм .

Ручка держатель может иметь две кнопки управления или быть без кнопок. Кнопки служат для активации мощности резания (желтая) и коагуляции (синяя). Такое изделие применяется в общей хирургии, реконструктивно-пластической хирургии и в других областях оперативного лечения.

Безкнопочные решения держателей хорошо зарекомендовали себя в эндоскопических операциях, там где удобно активировать мощность с помощью педали.

Эти держатели бывают многоразовыми (гарантированным сроком в 200 - 300 циклов стерилизаций) и одноразовыми, поставляемыми в стерильных упаковках.



Мы поставляем держатели монополярных электродов для генераторов производителей разных брэндов. На нашем складе в Томске всегда есть в наличии ручки для аппаратов НИКОР, ФОТЕК, Soering, BOWA, Storz, Olympus и других. Для организации быстрой доставки пожалуйста [напишите нам свой запрос](#).



Держатель электродов одноразовый с электродом ножом

Артикул: РУ211

- Поставляется в стерильной упаковке (от 1 шт)

- Двухкнопочный (желтая кнопка - для активации резания, синяя кнопка - для активации коагуляции)
- Трехполюсная евровилка стандарта valleylab
- Совместим с генераторами НИКОР, BOWA, Soering, ФОТЕК
- Одноразовый



Держатель монополярных электродов универсальный

Артикул: РУ202

- Две кнопки управления (желтая для РЕЗАНИЯ, синяя для КОАГУЛЯЦИИ)
- Инструментальная часть - подключение к электродам со диаметром **штекера 2.4 мм**
- Аппаратная часть - трехполюсная евро-вилка (НИКОР, BOWA, Soering, ФОТЕК, Valleylab)
- Длина кабеля - 4,5 м



Держатель монополярных электродов универсальный

Артикул: РУ402

- Две кнопки управления (желтая для РЕЗАНИЯ, синяя для КОАГУЛЯЦИИ)
- Инструментальная часть - подключение к электродам со диаметром штекера 4 мм
- Аппаратная часть - трехполюсная евро-вилка (НИКОР, BOWA, Soering, ФОТЕК, Valleylab)
- Длина кабеля - 4,5 м



Удлинитель монополярных электродов

Артикул: 530-150

- удлинитель рабочей части на 138 мм;
- общая длина 175 мм
- под штекер диаметра 2,4 мм



Инструмент для аргонплазменной коагуляции

Артикул: 932-042

- Две кнопки управления (желтая для РЕЗАНИЯ, синяя для КОАГУЛЯЦИИ).
- Инструментальная часть - подключение к жестким электродам для общей хирургии и лапароскопическим
- Аппаратная часть - трехполюсная вилка (НИКОР, BOWA) Длина кабеля - 3 м или 5 м


Нейтральные электроды



Нейтральный электрод резиновый многоразового использования площадью 375 см²

Артикул: НЭ002


- Производство - Россия
- Высокая гибкость качественной резины
- Размеры 250 x 150 мм
- Длина отводящего кабеля 500 мм для соединения с [держателем КН002](#) длиной 4,5 м
- Стерилизация методом автоклавирования (при температуре 120 - 134 °C) - возможность
- Совместимость с генераторами ERBE, Soering, Фотек, Storz



Нейтральный электрод из токопроводящей резины площадью 216 см²

Артикул: НЭ003

- Производство - Россия
- Площадь = 216 см кв.
- Размеры = 180 x 120 мм
- Многоразового использования
- Совместимость с генераторами ERBE, Soering, Фотек, Storz



Нейтральный электрод из токопроводящей резины 408 см²

Артикул: НЭ004


- Производство - Россия
- Площадь = 408 см кв.
- Размеры = 240 x 170 мм
- Многоразового использования
- Совместимость с генераторами ERBE, Soering, Фотек, Storz



Крепление нейтрального электрода

Артикул: 194-050

Резиновая перфорированная лента с фиксирующей кнопкой 500 мм



Электрод нейтральный двухсекционный одноразовый Комплект 25 шт, с кабелем

Артикул: НЭ001

Держатели нейтральных электродов

Держатель нейтрального электрода - это кабель со специализированными разъемами для соединения высокочастотного генератора с [возвратным электродом пациента](#). Эти держатели можно разделить на два основных применения по назначению:

- для одноразовых двухсекционных пластин, которые требуют разделенной цепи контроля прилегания половинок;
- для многоразовых нейтралей из токопроводящей резины, которые имеют внутреннюю замкнутую схему контакта.

Также можно выделить самые распространенные типы подключения к разным эхвч приборам : "джек" и двухполюсная вилка стандарта Valleylab .

Пришлите фото вашего аппарата [на электронную почту](#) и мы предложим Вам правильный держатель нейтрального электрода.



Держатель нейтрального электрода

Артикул: КН002

- Держатель нейтрального электрода для аппаратов
- Разъем соединительный к аппарату - Valleylab
- Длина кабеля - 4,5 м



Держатель для нейтрального двухсекционного электрода

Артикул: КН001

- Держатель нейтрального двухсекционного электрода
- Аппаратная часть - разъем типа Valleyla
- Длина кабеля - 5 м

Ножи прямые



Электрод-нож прямой короткий с креплением 4 мм

Артикул: МН401

- Общая длина 50 мм,
- длина рабочей части 25 мм
- хвостовик под евро-крепление диаметра 4 мм



Электрод-нож прямой короткий с креплением 2,4 мм

Артикул: МН201

- Общая длина 50 мм,
- длина рабочей части 25 мм
- хвостовик под евро-крепление диаметра 2,4 мм



Электрод-нож прямой средней длины с креплением 4 мм

Артикул: МН402

- Общая длина 155 мм
- длина рабочей части 25 мм
- хвостовик под евро-крепление диаметра 4 мм



Электрод-нож прямой средней длины с креплением 2,4 мм

Артикул: МН202

- Общая длина 155 мм,
- длина рабочей части 25 мм
- хвостовик под евро-крепление диаметра 2,4 мм

Иглы прямые



МИ401 Электрод-игла прямая короткая, диаметр иглы 0,25 мм, длина иглы 15 мм, под евро-крепление диаметра 4 мм

Артикул: МИ401

Иглы изогнутые



Электрод-игла изогнутая, длина нерабочей части 50 мм, диаметр иглы 0,25 мм с хвостовиком под евро-крепление диаметра 4 мм

Артикул: ИИ405

Электроды шарики



Электрод-шарик прямой, короткий, диаметр шарика 1 мм, под евро-крепление диаметра 2,4 мм

Артикул: МШ211



Электрод-шарик прямой, короткий, диаметр шарика (4 ± 0,4) мм, под евро-крепление диаметра 2,4 мм

Артикул: МШ241



МШ441 Электрод-шарик длиной электрода 30 мм с диаметром шарика 4 мм, под евро-крепление диаметра 4 мм

Артикул: МШ441

Электроды стержни



Электрод-стержень короткий, диаметр стержня 1 мм под евро-крепление диаметра 2,4 мм

Артикул: MC201



Электрод-стержень короткий, диаметр стержня 1 мм, под евро-крепление диаметра 4 мм

Артикул: MC401

Электроды петли



Электрод-петля круглая, короткая, диаметр петли 10 мм, диаметр проволоки 0,25 мм под евро-крепление диаметра 2,4 мм

Артикул: МП225



Электрод-петля круглая, общая длина 60 мм, диаметр петли 10 мм, диаметр проволоки 0,25 мм под евро-крепление диаметра 4 мм

Артикул: МП425

Электроды парусы



Электрод-парус малый под евро-крепление диаметра 2,4 мм

Артикул: ПА201



Электрод-парус средний под евро-крепление диаметра 2,4 мм

Артикул: ПА202



Электрод-парус большой под евро-крепление диаметра 2,4 мм

Артикул: ПА203



Электрод-парус малый под евро-крепление диаметра 4 мм

Артикул: ПА401



Электрод-парус средний под евро-крепление диаметра 4 мм

Артикул: ПА402



Электрод-парус большой под евро-крепление диаметра 4 мм

Артикул: ПА403